


**מחוות LED עבור מחמם פועל / משטח חם**  
(פעיל רק עם מכשיר האדים המחומם האופציונלי)




לחצן הפעלת/כיבוי  
מפוח - מתחיל  
ומפסיק את הטיפול

לחצן אפשרות דירוג  
- מפעיל ומפסיק את  
הדירוג

ידית מסתובבת -  
תפעול פשוט בלחיצה  
וסיבוב

- צג**
- חוזר למסך ההמתנה לאחר 10 שניות ללא פעולת משתמש, כאשר נמצא בתפריט הראשי.
  - חוזר לתפריט הראשי לאחר 2 דקות ללא פעולת משתמש, כאשר נמצא בכל תפריט משנה.

**הוראות לכיוון לחצים במכשיר CPAP**



איור 1

1. לחץ לחיצה קצרה על הכפתורים 1, 2 ו-3 בבת אחת להופעת תפריט בצבע כתום. (איור 1)

2. סובב את הכפתור העגול ימינה, עד לסימון האופציה "CPAP SETTINGS" בכתום ומיד לאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור העגול (איור 2).

איור 2

3. כעת המסך יראה כמו איור 4. יש לסובב את הכפתור העגול ימינה על מנת לסמן את האופציה "PRESSURE" בכתום (השורה השלישית) ומיד לאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור העגול.

איור 3

4. כעת יראה הצג בדומה לאיור 5 ותוכלו לכוון את הלחץ העליון והתחתון:

כדי לשנות את הלחץ העליון (UPPER), סובבו פעם אחת את הכפתור העגול ימינה וסמנו את הספרה העליונה בכתום.

א. לחצו על הכפתור העגול (הספרה תצבע בצהוב) ובאמצעות סיבובו בחרו את הלחץ הרצוי.

ב. לחצו שנית על הכפתור העגול על מנת "לנעול" את בחירתכם (הספרה תצבע בלבן).

איור 4

\*כדי לשנות את הלחץ התחתון סובבו את הכפתור העגול ימינה, וסמנו את הספרה התחתונה. כעת חזרו על הפעולות בסעיפים א. ו-ב.

איור 5

לסיום לחצו לחיצה קצרה על הכפתורים 1, 2 ו-3 בבת אחת להופעת התפריט הכחול.

